



Aviso sonoro de febre { >37.8°C (100.0°F)}	Voz anuncia a temperatura com luz de fundo Vermelha no visor
Aviso sonoro normal { ≤37.8°C (100.0°F)}	Voz anuncia a temperatura com luz de fundo Azul no visor
Desligamento automático	10 minutos
Bateria	1.5Vx3 , AG13
Condições de utilização	Temperatura: 10°C ~50°C Humidade: 10%~95%RH
Condições de armazenamento	Temperatura: -10°C ~60°C Humidade: 10%~95%RH
Peso	28g

### Como medir a sua temperatura

1. Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar o aparelho. O aparelho produzirá um sinal sonoro e mostrará durante 1 segundo 188.8°C (ou 188.8°F) no visor com luz de fundo azul.

2. A última medição será mostrada. Depois de 2 segundos ouvirá “faça a medição”, o aparelho fará um auto teste e mostrará “Err” se ocorrer algum problema.

### Precauções:

1. O termómetro deve ser usado sob a supervisão de um adulto. Não é um brinquedo para crianças. Mantenha fora do alcance de crianças.
2. Não ande, corra ou fale enquanto a temperatura está a ser medida.
3. Guarde o aparelho na caixa protetora quando não estiver a ser utilizado.
4. Proteja o aparelho da exposição direta à luz solar, pó ou humidade. Evite temperaturas extremas.
5. Deve evitar sujeitar o termómetro a quedas ou choques violentos.
6. Não tente desmontar o aparelho.

Distribuido por:  
Electrosertec Lda  
www.sertec.pt  
Te. 219435183